




LINEA IGIENE
la linea completa per la pulizia e la disinfezione
nello studio odontoiatrico





Nel 1889 Rudolf Schülke & Julius Mayr fondano, ad Amburgo, la Schülke & Mayr. Inizia la produzione e la distribuzione di Lysol®, primo disinfettante ad essere commercializzato.

Nel 1892 grazie all'impiego del disinfettante Lysol® viene debellata un'epidemia di colera: la città di Amburgo rende ufficialmente omaggio alla compagnia.

Schülke & Mayr si caratterizza per un elevato livello di ricerca e sviluppo: i microorganismi diventano via via più resistenti agli antibiotici, e la necessità di un disinfettante efficace diventa indispensabile. Circa un quarto delle infezioni che si sviluppano negli ambienti sanitari ed ospedalieri potrebbero essere evitate utilizzando disinfettanti adatti.

Nello studio odontoiatrico le apparecchiature specifiche hanno bisogno di prodotti appositi per garantire non solo l'igiene, ma anche l'efficienza e la durata nel tempo. A tal proposito Schülke & Mayr ha sviluppato una gamma completa, per la pulizia e la disinfezione degli strumenti, delle superfici e del sistema di aspirazione. Schülke & Mayr propone inoltre prodotti adatti alla pulizia delle mani.

Dal 1985 De Marco importa e distribuisce su tutto il territorio italiano i prodotti Schülke & Mayr: qualità e sicurezza al servizio della moderna odontoiatria. Recentemente il marchio è stato modificato in Schülke.

Linea Igiene

Pulizia e disinfezione degli strumenti

gigasept® instru AF <i>pulizia profonda e disinfezione di frese e strumenti</i>	scheda 1.1
istruzioni per l'uso - gigasept® instru AF	scheda I 1.1.1
gigasept® FF (new) <i>disinfettante ad ampio spettro per attrezzature sensibili</i>	scheda 1.2
istruzioni per l'uso - gigasept® FF (new)	scheda I 1.2.1
gigazyme® <i>detergente a triplo enzima per pulizia profonda</i>	scheda 1.3
gigazyme x-tra® <i>disinfettante a triplo enzima per un'eccellente pulizia di tutti i tipi di strumenti</i>	scheda 1.4
gigasept pearls® <i>disinfettante ad ampio spettro per strumenti sensibili</i>	scheda 1.5

Pulizia e disinfezione delle superfici

mikrozyd® AF liquid <i>disinfettante rapido ed efficace</i>	scheda 2.1
mikrozyd® AF salviette <i>pratiche salviette pronte all'uso</i>	scheda 2.2
istruzioni per l'uso - mikrozyd AF® salviette / salviette Jumbo / mikrozyd AF® liquid	scheda I 2.2.1
mikrozyd® sensitive liquid <i>disinfettante senza alcol per superfici delicate</i>	scheda 2.3
istruzioni per l'uso - mikrozyd® sensitive liquid	scheda I 2.3.1
mikrozyd® sensitive salviette <i>pronte all'uso prive di alcool per superfici delicate</i>	scheda 2.4
terralin® protect <i>disinfettante liquido concentrato per grandi superfici</i>	scheda 2.5

Pulizia e disinfezione di protesi e impronte

dentavon® <i>disinfettante a base di ossigeno attivo</i>	scheda 3.1
istruzioni per l'uso - dentavon®	scheda I 3.1.1

Pulizia e disinfezione del sistema di aspirazione

aspirmatic® <i>pulizia e disinfezione del sistema d'aspirazione e recuperatore d'amalgama</i>	scheda 4.1
istruzioni per l'uso - aspirmatic®	scheda I 4.1.1
aspirmatic® cleaner <i>pulizia profonda settimanale del sistema di aspirazione, bacinella e tubi scarico</i>	scheda 4.2

Pulizia delle mani e della pelle

s&m® wash lotion <i>lozione delicata per una pulizia profonda</i>	scheda 5.1
--	------------

Salviette sporicide

mikrozyd® PAA maxi salviette sporicide	scheda 6.1
---	------------

Accessori

system wannen <i>pratiche vaschette per la pulizia e la disinfezione</i>	scheda 7.1.1
altri accessori <i>che facilitano l'uso dei prodotti schülke</i>	scheda 7.1.2

Un piccolo aiuto...

prodotti e applicazioni	scheda 8.1.1
tabella dei dosaggi	scheda 8.1.2
test igiene Mikrocount TPC	scheda 9 1.1
Incubatore coltura	scheda 9 1.2

Le schede di sicurezza di ciascun prodotto sono nella sezione disinfettanti del nostro sito web www.demarco.biz
Raccomandiamo il rispetto dei tempi indicati

I = Istruzioni d'uso

schülke -†



Pulizia profonda e disinfezione degli strumenti e delle frese in vaschetta, per la decontaminazione e in vasca a ultrasuoni. [C € 0297]

gigasept® instru AF

gigasept® instru AF

- senza aldeidi
- eccellente potere pulente
- indicato sia per gli strumenti che per le frese
- dimezza i tempi di contatto in vasca a ultrasuoni evitando problemi di ossidazione e corrosione
- ha una profumazione fresca e piacevole

Aree di applicazione

Indicato per il prelavaggio e la disinfezione manuale di qualsiasi tipo di strumento termosensibile e termostabile (eccetto endoscopi flessibili).

Grazie al suo eccezionale potere pulente, specialmente se utilizzato in vasca a ultrasuoni, e alla sua completa efficacia microbiologica, gigasept® instru AF è il prodotto perfetto per il trattamento degli strumenti in ambito sanitario.

Indicazioni per l'uso

gigasept® instru AF viene fornito concentrato ed è facilmente diluibile in acqua, così da ottenere una soluzione pronta per l'uso.

Vaschetta per la decontaminazione

Diluire gigasept® instru AF nella vaschetta per la decontaminazione, quindi immergere gli strumenti, assicurandosi che eventuali bolle d'aria fuoriescano dai corpi cavi e che l'intera superficie dello strumento venga a contatto con il liquido. Dopo l'immersione risciacquare abbondantemente con acqua corrente.

Si raccomanda di non lasciare gli strumenti in immersione oltre il tempo necessario e non creare soluzioni con concentrazioni diverse da quelle consigliate. In caso di pesante contaminazione a gigasept® instru AF può essere aggiunto gigazyme®. Si sconsiglia l'aggiunta di qualsiasi altro prodotto a gigasept® instru AF.

In vaschetta le soluzioni a base di gigasept® instru AF rimangono efficaci per 7 giorni. Se ne suggerisce il rinnovo anticipato

in caso di pesante contaminazione o sporcizia visibile.

Vasca a ultrasuoni

gigasept® instru AF è particolarmente adatto all'uso in vasca a ultrasuoni poiché mantiene la propria stabilità chimica durante il processo di cavitazione. Numerosi studi hanno dimostrato che utilizzando gigasept® instru AF è possibile raggiungere un elevato livello di pulizia e disinfezione. Si ricorda che la soluzione non dovrebbe essere riscaldata oltre 40°C e di rabboccarla quando necessario. Si consiglia di rinnovare la soluzione quotidianamente.

Compatibilità con i materiali

gigasept® instru AF è compatibile con metalli, gomma, vetro, porcellane e plastiche (incluso, in misura limitata, policarbonato).

Interazioni

In caso di contatto con altri prodotti, specialmente contenenti aldeidi, possono verificarsi precipitazioni, viraggi di colore e perdita di efficacia: si sconsiglia pertanto ogni tipo di miscela. Per la stessa ragione si raccomanda un accurato risciacquo della vaschetta di decontaminazione, della vasca a ultrasuoni e degli strumenti, specialmente se cavi, prima di utilizzare gigasept® instru AF per la prima volta.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	3% (30 ml / l)	15 minuti
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH	2% (20 ml / l)	30 minuti
battericida EN13727, EN14561	1,5% (15 ml / l)	60 minuti
micobattericida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	3% (30 ml / l)	15 minuti
micobattericida EN14348, EN14563	2% (20 ml / l)	30 minuti

gigasept® instru AF

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
micobattericida EN14348, EN14563	1,5% (15 ml / l)	60 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	3% (30 ml / l)	15 minuti
fermentativa	2% (20 ml / l)	30 minuti
fermentativa	1,5% (15 ml / l)	60 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche)	1% (10 ml / l)	5 minuti
Adenovirus in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche)	4% (40 ml / l)	60 minuti
Polyoma SV40 secondo DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche)	4% (40 ml / l)	60 minuti
Rotavirus in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche)	0,5% (5 ml / l)	5 minuti

Importante

Indossare guanti è fortemente raccomandato quando si devono maneggiare soluzioni disinfettanti

Rispettare i tempi di immersione indicati.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

Formato disponibili

Formato	Quantità	codice
Flacone da 2 l	5 Flaconi da 2 l	137.34
Tanica da 5 l	1 Tanica da 5 l	138.34

Formato disponibili

Formato	codice
vaschetta system wannen 3 litri	150.134
vaschetta system wannen 5 litri	151.134
vaschetta system wannen 10 litri	158.134
vaschetta system wannen 30 litri	159.134

Dati specifici

Composizione:

100 g di gigasept® instru AF contengono: 14 g cocospilendiamin guanidin diaceto, 35 g fenossipropanolo, 2,5 g benzalconio cloruro.

In conformità al Regolamento Europeo 648/2004:
5 – 15 % tensioattivi non ionici, profumi.

Altri ingredienti: solubilizzanti, regolatori di pH, coloranti, inibitori della corrosione.

Informazioni fisico-chimiche

Concentrato:	
Aspetto:	liquido, verde chiaro
pH:	circa 9.3
Soluzioni dall'1,5 % al 3 %:	liquido, verde chiaro
Aspetto:	8.5
pH:	

Tutela ambientale

Flacone e tanica in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile. I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono biodegradabili in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE 648/2004. Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Test report gigasept® instru AF 2011

Dr. A. Sammann, Arzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Amburgo 20.05.2011

Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen
Dr. Nadine Radischat, Schülke & Mayr GmbH Biological Service Norderstedt, 12.08.2010

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

Report on the biodegradability of gigasept® instru AF

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr GmbH Biological Service Norderstedt, 10.06.2004

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Corrosion and material compatibility tests with gigasept® instru AF use-solutions - Summary of Results -

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development Dept., Norderstedt 23.11.2004

Miscibility of gigasept® instru AF with gigazyme®

Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt, 17.09.2008

Report specifici disponibili a richiesta.

Istruzioni per l'uso: gigasept® instru AF

Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE 0297]

Indicazioni:

Soluzione concentrata per la pulizia e la disinfezione degli strumenti dentistici

- da utilizzare prima nella vaschetta di decontaminazione, poi in vasca a ultrasuoni
- ravviva la brillantezza degli strumenti
- adatto anche alle frese

Raccomandazioni d'uso:

In vaschetta per la disinfezione

- diluire il prodotto, immergere gli strumenti e risciacquarli con cura
- diluito all'1,5% lasciare in immersione un'ora
- diluito al 2% lasciare in immersione 30 minuti
- diluito al 3% lasciare in immersione 15 minuti. Nella vaschetta la soluzione rimane attiva 7 giorni. Sostituirla prima se visibilmente sporca

In vasca a ultrasuoni

- diluito al 3% agisce in 5 minuti. Attenzione: non portare a temperature superiori i 40°C e rabboccare quando necessario.
- Sostituire quotidianamente

- Marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile

Utilizza i guanti per proteggere la pelle!



Step 1

Versare la quantità d'acqua desiderata in una vaschetta per la disinfezione o nella vasca a ultrasuoni.

Versare prima l'acqua diminuisce il rischio di schizzi del prodotto concentrato.

Aggiungere gigasept® instru AF aiutandosi con il tappo dosatore da 20 ml o con un bicchiere graduato in modo da ottenere la concentrazione desiderata.



Step 2

		Volume totale di soluzione		
		1l	2l	3l
Concentrazione	1,5%	15 ml	30 ml	45 ml
	2%	20 ml	40 ml	60 ml
	3%	30 ml	60 ml	90 ml

In vasca a ultrasuoni la concentrazione raccomandata è al 3%.



Step 3

Lasciare gli strumenti in immersione, seguendo le indicazioni sottostanti:

		Tempi di immersione	
		Vaschetta decontam.	Ultrasuoni
Concentrazione	1,5%	1 Ora	x
	2%	30 Minuti	x
	3%	15 Minuti	5 Minuti



Step 4

Togliere gli strumenti dalla vaschetta e risciacquare con abbondante acqua corrente.



Step 5

Verificare il livello di pulizia degli strumenti dopo il lavaggio in vasca a ultrasuoni (presenza visibile di sporcizia o detriti), quindi asciugarli accuratamente.

schülke -t



gigasept® FF (new)

Disinfettante ad ampio spettro particolarmente indicato per attrezzature sensibili: pulizia profonda e disinfezione di alto livello. [CE 0297]

gigasept® FF (new)

- ampio spettro d'azione, utilizzabile anche in caso di notevole contaminazione
- testato contro virus, batteri, spore e micobatteri
- elevata compatibilità con i materiali
- senza formaldeide
- efficace per 14 giorni

Aree di applicazione

Indicato per il prelavaggio e la disinfezione a freddo di strumenti chirurgici e attrezzature sensibili.

gigasept® FF (new) è particolarmente adatto per la disinfezione di endoscopi, sia rigidi che flessibili, e sonde a ultrasuoni.

È bene sapere che:

gigasept® FF (new) può essere utilizzato con attrezzature automatiche o semi-automatiche, purché operanti a temperatura ambiente.

Grazie all'ampio spettro d'azione e all'elevata compatibilità con i materiali gigasept® FF (new) può essere utilizzato per la disinfezione a freddo, rispettando la concentrazione e i tempi indicati.

Istruzioni per l'uso

Dopo aver diluito gigasept® FF (new) con acqua, immergervi gli strumenti assicurandosi che tutta la superficie sia a contatto con il liquido e che all'interno dei corpi cavi non rimangano bolle d'aria. Al termine del trattamento risciacquare abbondantemente con acqua o con un liquido adatto al successivo uso dello strumento (per esempio con acqua sterile). Un buon risciacquo evita possibili interazioni ed effetti indesiderati in successivi trattamenti meccanici o manuali.

Prelavaggio e disinfezione

In caso di pesante contaminazione degli strumenti si consiglia di aggiungere gigazyme® alla soluzione di gigasept® FF (new). Questo tipo di soluzione deve essere rinnovata quotidianamente.

Il prelavaggio degli strumenti può essere fatto a varie concentrazioni, nel rispetto dei tempi indicati. Per una completa disinfezione si raccomanda di lasciare gli strumenti in immersione per 6 ore in soluzione al 6%.

Compatibilità con i materiali

gigasept® FF (new) è compatibile con metalli, gomma, vetro, ceramica, plastiche ed endoscopi flessibili.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	4% (40 ml / l)	30 minuti
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	60 minuti
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	5% (50 ml / l)	15 minuti
tuberculicida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	60 minuti
tuberculicida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	4% (40 ml / l)	30 minuti
tuberculicida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	5% (50 ml / l)	15 minuti
micobattericida EN14348, EN14563, secondo VAH- condizioni di sporco	3% (30 ml / l)	60 minuti
micobattericida EN14348, EN14563, secondo VAH- condizioni di sporco	7% (70 ml / l)	15 minuti

gigasept® FF (new)

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
micobattericida EN14348, EN14563, secondo VAH- condizioni di sporco	5% (50 ml / l)	30 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	60 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	60 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	4% (40 ml / l)	30 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	1% (10 ml / l)	15 minuti
virucida EN14476 - condizioni pulite	6% (60 ml / l)	60 minuti
virucida secondo DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche)	8% (80 ml / l)	60 minuti
Sporicida Clostridium difficile - condizioni pulite	6% (60 ml / l)	8 Ore

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono i seguenti principi attivi: 93,9 g Prodotto di reazione di DMO-THF, etanolo e acqua.

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 648/2004:

<5% fosfonati, <5% tensioattivi anionici, <5% tensioattivi non ionici, profumi, isotiazolinoni di metile.

Informazioni chimico-fisiche

Colore:	verde
Densità:	ca. 1,01 g / cm ³ / 20 ° C
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	38,5 ° C / Metodo: DIN 51755 Parte 1
Viscosità, dinamica:	nessun dato disponibile
pH:	6,3 - 6,6 / 20 ° C

Importante

Indossare guanti è fortemente raccomandato quando si devono maneggiare soluzioni disinfettanti.

Non conservare a temperatura superiore i 25°C.

Rispettare i tempi di immersione indicati.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 2l	1 Flacone da 2l	231.134

Accessori

	Codice
vaschetta system wannen 3 litri	150.134
vaschetta system wannen 5 litri	151.134
vaschetta system wannen 10 litri	158.134
vaschetta system wannen 30 litri	159.134

Tutela ambientale

Flacone in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

La formula di gigasept® FF (new) concentrato è stata perfezionata per ottimizzare la percentuale di prodotto disponibile nel flacone, così da ridurre gli sprechi.

Grazie alla sua efficacia per 14 giorni, lo smaltimento della soluzione è più sostenibile rispetto a prodotti che devono essere rinnovati quotidianamente.

Reports

Efficacia microbiologica

Test report gigasept® FF (new)

Dr. A. Sammann, Arzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Amburgo, 20.05.2011

Sporicidal efficacy of the instrument disinfectant gigasept® FF (new) against clostridium difficile spores

Prof. M. Exner e prof. J. Gebel, University Hospital Bonn, Institute for Hygiene an Public Health, Bonn 03.06.2008

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

gigasept® FF (new) – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Intern Specific Support, Air Liquid Group Expert, Norderstedt 12.10.2007

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Summary of the results of the corrosion tests and material compatibility studies with ready-to-use solutions of gigasept® FF (new)

Dr. Michael Mohr e Dr. Dana Kunde, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt, 02.11.2007

Miscibility of gigasept® FF (new) with gigazyme®

Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience Norderstedt 26.05.2008

Report specifici disponibili a richiesta.

Istruzioni per l'uso : gigasept® FF (new)

Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE0297]

Indicazioni:

Disinfezione finale di strumenti chirurgici

- particolarmente indicato per gli strumenti sensibili al calore
- compatibile con strumenti per endoscopia, sonde ultrasuoni e accessori per anestesia

Raccomandazioni d'uso:

- diluire secondo la concentrazione desiderata, quindi lasciar agire per il tempo indicato
- risciacquare abbondantemente
- soluzione efficace per 14 giorni

- Marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile



Step 1

Versare la quantità d'acqua desiderata in una vaschetta per la decontaminazione.



Step 2

Aggiungere il concentrato fino ad ottenere la soluzione desiderata.
Per la pulizia profonda si consiglia di diluire gigasept® FF (new) al 5%, per la disinfezione degli strumenti al 6%.



Step 3

Immergere gli strumenti, quindi lasciar agire il tempo indicato



Step 4

Risciacquare abbondantemente con acqua, asciugare con cura gli strumenti.



Step 5

La soluzione mantiene la sua efficacia per 14 giorni.



schülke -†

Detergente a triplo enzima efficiente e delicato.

gigazyme®

gigazyme®

- elevato potere detergente grazie all'azione del triplo enzima
- utilizzabile in vasca a ultrasuoni
- piacevole profumazione
- non schiumogeno
- non lascia residui

Istruzioni per l'uso

Gigazyme® è un concentrato e va diluito con acqua fredda per produrre la concentrazione di applicazione desiderata.

Immergere gli strumenti per il trattamento immediatamente dopo l'uso. Garantire la copertura completa delle superfici, anche degli strumenti cavi, e consentire l'effetto.

Sciacquare accuratamente tutti gli strumenti dopo la pulizia, utilizzando acqua di qualità almeno potabile o preferibilmente acqua distillata sterile o acqua completamente deionizzata, per rimuovere completamente i residui della soluzione detergente.

Seguire le raccomandazioni di trattamento dei produttori di strumenti. Non mescolare con detergenti e disinfettanti.

Tempo di attesa:

Si consiglia di rinnovare la soluzione ogni giorno lavorativo e se la contaminazione è chiaramente visibile.

Concentrazione di applicazione:

Con sporco normale: 0,5 - 1%

In caso di sporco pesante: fino al 10%

1 litro di una soluzione all'1% corrisponde a 990 ml di acqua e 10 ml di gigazyme®.

Ulteriori informazioni:

Durante la pulizia degli strumenti contaminati, il sangue può coagularsi se la soluzione detergente è troppo calda e questo può rendere difficile il processo di pulizia. In base a ciò la temperatura di

pulizia ottimale è inferiore a 35 ° C.

Al fine di mantenere la temperatura entro l'intervallo di pulizia ottimale, la soluzione diventa lattiginosa a temperature superiori a ca. 32 °C. Questo può essere ridotto aggiungendo acqua fredda.

Dati del prodotto

Composizione:

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 648/2004:

5-15% di tensioattivi non ionici, enzimi, profumi.

Ulteriori ingredienti: solubilizzanti, inibitori di corrosione, colorante.

Informazioni fisico-chimiche

Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	43°C / Metodo: DIN 51755 Parte 1
Densità:	ca. 1,00g / cm ³ / 20°C
Colore:	blu
pH:	ca. 7/20°C / concentrato

Consiglio speciale

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Tenere il contenitore ermeticamente chiuso.










Proteggere da gelo, calore e luce solare.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

È bene sapere che:

Quando si puliscono strumenti ed endoscopi contaminati, il sangue coagula se la soluzione è troppo calda, rendendo la pulizia molto difficile.

La seguente tabella illustra come la temperatura influenzi il grado di pulizia (il test di pulizia è stato eseguito solamente con acqua, senza l'ausilio di prodotti detergenti).

Non lavato	TA (23°C)	30°C	35°C	40°C
				
45°C	50°C	55°C	60°C	
				

I risultati mostrano come, tra la temperatura ambiente (TA, 23°C) e 30°C, il sangue viene completamente rimosso. A partire da 35°C i residui sono visibili. Mano a mano che la temperatura aumenta, diminuisce il livello di pulizia.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 2l	5 Flaconi da 2l	148.34

Accessori

	Codice
vaschetta system wannen 3 litri	150.134
vaschetta system wannen 5 litri	151.134
vaschetta system wannen 10 litri	158.134
vaschetta system wannen 30 litri	159.134
dosatore per flacone da 2 l	163.34

Tutela ambientale

Flacone in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione è subito biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Blood clean capacity gigazyme®

Dr. M. Peters, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, 27.08.2012

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

gigazyme® – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Intern Specific Support, Air Liquid Group Expert, , Norderstedt 06.10.2003

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Summary of results of the corrosion tests and material compatibility studies with gigazyme®

i.V. Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt 13.11.2009

schülke -t



Detergente disinfettante triplo enzima per un'eccellente pulizia degli strumenti chirurgici ed endoscopi (CE 0297)

gigazyme X-tra®

gigazyme X-tra®

- piena efficacia microbiologica
- performance di pulizia eccellenti, grazie alla formula a triplo enzima
- alta protezione da possibili contaminazioni infettive (batteri e virus avvolti come Covid-19 e HIV).
- eccellente compatibilità con i materiali
- utilizzabile in bacinella o vasca ultrasuoni

Aree di applicazione

Pulizia e disinfezione di strumenti termostabili e termolabili di qualsiasi tipo grazie alla combinazione ideale di enzimi di alta qualità (Proteasi= proteine, Lipasi = grassi, Amilasi= amidi). Da utilizzare in bacinella o vasca a ultrasuoni.

Indicazioni per l'uso

È concentrato e va diluito con acqua fredda per preparare la soluzione desiderata.

Dosaggio:

per un litro di soluzione al 2% (dosaggio consigliato) versare 20 ml di gigazyme® X-tra in 980 ml di acqua.

Esempio di utilizzo:

immergere gli strumenti da disinfettare nella soluzione, assicurandosi che siano completamente coperti soprattutto gli strumenti cavi. Lasciare agire per il tempo necessario.

Dopo il trattamento risciacquarli accuratamente con acqua, preferibilmente deionizzata, al fine di rimuovere completamente i residui. Fare riferimento alle raccomandazioni sul trattamento, indicate dal produttore del singolo strumento.

Le normative nazionali possono richiedere che la pulizia e la disinfezione vengano eseguite in due fasi di processo separate.

Tempo di utilizzo:

secondo le raccomandazioni dell'istituto tedesco Robert Koch, sostituire la soluzione di lavoro ogni giorno lavorativo o quando la contaminazione della soluzione è chiaramente visibile.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml/l)	15 minuti
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	1% (10 ml / l)	30 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	15 minuti
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	1% (10 ml / l)	30 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali) – condizioni di sporco	2% (20 ml / l)	15 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali) – condizioni di sporco	1% (10 ml / l)	30 minuti

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene

gigazyme X-tra®

Dati del prodotto

Composizione

100 g di concentrato contengono i seguenti principi attivi: 7,7 g di didecildimetilammonio cloruro, 0,4 g di poliesametilene biguanide. Contiene subtilisina, poliesametilene biguanide. Può provocare una reazione allergica.

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	verde chiaro
Viscosità, dinamica:	ca. 53 mPa*s
Forma:	liquida
Punto di infiammabilità:	ca. 52°C / Metodo: DIN 53213, Parte 1
Densità:	ca. 1,08 g / cm ³ / 20°C
pH:	ca. 7,5 / 20°C

Consiglio speciale

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

I gel lubrificanti medici (con o senza effetto anestetico locale) vengono spesso utilizzati durante gli esami endoscopici. Quando gigazyme®X-tra (concentrato o diluito) entra in contatto con tali gel, esiste la possibilità che si verifichino precipitazioni. Questa reazione può verificarsi in linea di principio con tutti i prodotti contenenti agenti disinfettanti cationici. Ogni miscela di prodotti è quindi da evitare e i residui di gel devono essere accuratamente lavati via. Chiedete al nostro servizio clienti quali gel lubrificanti sono compatibili.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 2l	5 Flaconi da 2l	152.34
Tanica da 5 litri	1 tanica da 5 lt	153.34

Importante

Utilizzare i disinfettanti in modo appropriato. Leggere sempre l'etichetta e le indicazioni prima dell'uso. Si consiglia l'uso dei guanti. Contenitori in plastica riciclabile etichettati in conformità alla vigente normativa europea.

Per le proprie produzioni Schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

schülke -†



Efficace e sicuro per natura
[CE0297]

gigasept pearls®

gigasept pearls®

- ampio spettro di efficacia microbiologica
- performance di pulizia eccellenti, grazie alla formula multi-enzimatica
- pH neutro, previene la coagulazione delle proteine
- potenza pulente dei tensioattivi
- eccellente compatibilità con i materiali, anche sensibili
- sicurezza per l'operatore, grazie alla innovativa struttura in perle, senza polvere (nessun rischio di inalazione)
- odore gradevole

Aree di applicazione

Pulizia e disinfezione universale di strumenti termostabili e termolabili di tutti i tipi. Particolarmente adatto per materiali sensibili come silicone, policarbonato, polisulfone e vetro acrilico. Idoneo inoltre per la pulizia e disinfezione degli endoscopi flessibili. Da utilizzare in bacinella o vasca a ultrasuoni.

Non compatibile con leghe di rame, alluminio e leghe leggere e strumenti nichelati.

Indicazioni per l'uso

I granuli vanno diluiti in acqua fredda alla concentrazione desiderata per l'uso.

Dosaggio

1,0% - 2% a seconda dell'attività microbiologica richiesta. Preparare la soluzione con il misurino in dotazione.

Esempio di utilizzo:

3 litri di soluzione diluita al 2% equivalgono a 2,9 litri di acqua e 1 misurino e mezzo di Gigasept pearls (60 gr. = 90 ml). **Ulteriori informazioni sul dosaggio del prodotto sono disponibili nella tabella dei dosaggi nella pagina successiva.** Aggiungere all'acqua la quantità appropriata di granuli utilizzando il misurino / cucchiaino. Mescolate più volte nei primi 15 minuti. Trascorso questo tempo di attivazione, la soluzione di lavoro è pronta per l'uso. I residui non sciolti formano un deposito attivo e non compromettono l'efficacia della soluzione. Immergere gli strumenti da disinfettare nella soluzione. Garantire l'immersione completa degli strumenti, compresi quelli cavi. Dopo il trattamento risciacquarli abbondantemente con acqua, preferibilmente deionizzata, al fine di rimuovere completamente i residui. Fare riferimento alle raccomandazioni sul trattamento, indicate dal produttore del singolo strumento. Le normative nazionali possono richiedere che la pulizia e la disinfezione vengano eseguite in due fasi di processo separate.

Tempo di utilizzo:

Secondo le raccomandazioni dell'istituto tedesco Robert Koch, sostituire la soluzione di lavoro ogni giorno lavorativo o quando la contaminazione della soluzione è chiaramente visibile.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	1% (10 g / l)	10 minuti.
battericida EN13727, EN14561, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 g / l)	5 minuti.
battericida EN13704 - condizioni sporche	2% (20 g / l)	5 minuti.
tuberculicida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	1% (10 g / l)	10 minuti.
tuberculicida EN14348, EN14563, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 g / l)	5 minuti.
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	1% (10 g / l)	10 minuti.
lievito EN13624, EN14562, secondo VAH - condizioni di sporco	2% (20 g / l)	5 minuti.
fungicida EN13624 - condizioni sporche	2% (20 g / l)	30 minuti.
virucida EN14476 - condizioni sporche	1% (10 g / l)	60 min.
virucida EN14476, in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali - condizioni sporche	2% (20 g / l)	10 minuti.
Clostridium difficile EN13704 - condizioni sporche	1% (10 g / l)	30 minuti.
Bacillus subtilis EN13704 - condizioni sporche	1% (10 g / l)	30 minuti.
Bacillus subtilis EN13704 - condizioni sporche	2% (20 g / l)	15 minuti.

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di granuli contengono i seguenti principi attivi: 43,0 g di percarbonato di sodio, 22,0 g di tetraacetiltilendiammina.

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004:

> 30% di agenti sbiancanti a base di ossigeno, <5% di tensioattivi non ionici, <5% di fosfati, <5% di EDTA e suoi sali, enzimi, profumi.

Informazioni fisico-chimiche

Forma:	granulare
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Viscosità, dinamica:	non applicabile
Colore:	azzurro
pH:	ca. 8/20 g / l / 20 ° C / in acqua

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Barattolo da 1,5 Kg	1 Barattolo da 1,5 Kg	189.34

Accessori

	Codice
vaschetta system wannen 3 litri	150.134
vaschetta system wannen 5 litri	151.134
vaschetta system wannen 10 litri	158.134
vaschetta system wannen 30 litri	159.134

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Non adatto a strumenti realizzati in leghe di rame, strumenti cromati nichelati, che presentano danni meccanici precedenti, e leghe leggere.

Con l'aggiunta di adiuvanti specifici, il pH delle perle gigasept® viene tamponato in un intervallo neutro. Ciò previene la coagulazione delle proteine (legame delle proteine sulle superfici) e fornisce anche un'ottima compatibilità coi materiali.

Lievi variazioni di colore delle perle gigasept® non influiscono sulla qualità del prodotto.

Tabella dosaggi gigasept® pearls

Misurino: 100 g di granuli = ca. 150 ml

1 cucchiaino colmo: 40 g di granuli = ca. 60 ml

Litro soluzione	Concentrazione della soluzione	
	1%	2%
1 LITRO	15 ml = ca. 10 g	30 ml = ca. 20 g
2 LITRI	30 ml = ca. 20 g	60 ml = ca. 40 g
4 LITRI	60 ml = ca. 40 g	120 ml = ca. 80 g
8 LITRI	120 ml = ca. 80 g	240 ml = ca. 160 g
10 LITRI	150 ml = ca. 100 g	300 ml = ca. 200 g
20 LITRI	300 ml = ca. 200 g	600 ml = ca. 400 g
30 LITRI	450 ml = ca. 300 g	900 ml = ca. 600 g

Importante

È raccomandato indossare i guanti quando si devono maneggiare soluzioni disinfettanti

Rispettare i tempi di immersione indicati.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza

Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

schülke -†



Disinfettante pronto all'uso, rapido ed efficace, particolarmente indicato per manipoli, turbine e superfici.
[CE0297]

mikrozid® AF liquid

- **elevato potere disinfettante nel minor tempo possibile**
- **subito pronto per l'uso, facile da usare**
- **asciuga rapidamente, non lascia né aloni né residui: indicato per la disinfezione di turbine e manipoli.**

Aree di applicazione

Indicato per una rapida e profonda disinfezione delle apparecchiature mediche e di tutte le superfici ad alto rischio di contaminazione. Particolarmente adatto al trattamento del tavolo operatorio e delle superfici vicine e delle attrezzature.

Mikrozid® AF liquid non è adatto alle superfici sensibili all'alcol (plexiglass, lexan, skay, ecc.).

Istruzioni per l'uso

Mikrozid® AF liquid viene fornito pronto all'uso, non ha bisogno di essere diluito.

Può essere nebulizzato come uno spray o applicato con l'ausilio di un panno, come un detergente tradizionale, e si applica direttamente sulla superficie interessata. Assicuratevi che l'intera superficie da trattare venga a contatto con mikrozid® AF liquid (la superficie dovrebbe risultare leggermente bagnata), quindi lasciate asciugare fino a completa evaporazione. Non lascia tracce né residui. In caso di eccessiva applicazione asciugare con un panno pulito o una salvietta monouso.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN16615 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
tuberculicida EN14348 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
lievito EN13727, EN16615 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
fungicida EN13624, EN13697 - condizioni sporche	pronto all'uso	2 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	30 secondi
Norovirus EN14476 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
Polyoma SV40 in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	10 minuti
Rotavirus secondo DVV	pronto all'uso	30 secondi
Adenovirus (tipo 5) secondo DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	5 minuti

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene
- **Elencato IHO:** International Hydrographic Organization
- **Certificato ÖGHMP:** Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin

mikroqid® AF liquid

Dati del prodotto

Composizione:

100 g contiene come ingredienti attivi:

25 g di etanolo (94%), 35 g di propan-1-olo

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004: profumi

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	incolore
Densità:	ca. 0,89g / cm ³ / 20°C
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	27 ° C / Metodo: DIN 51755 Parte 1
Viscosità, dinamica:	non determinato
pH:	non applicabile

Importante

Utilizzare i disinfettanti in modo appropriato.

Leggere sempre l'etichetta e le indicazioni prima dell'uso.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi adeguati.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

mikroqid® AF liquid ha dimostrato un'eccellente compatibilità con metalli e plastiche, con l'eccezione di plexiglass, lexan, skay, e prodotti generalmente sensibili all'alcol.

Etichettato in conformità alla vigente normativa europea.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 1 l	10 Flaconi da 1 l	198.34
Tanica da 10 l	1 Tanica da 10 l	233.34

Accessori

	Codice
Nebulizzatore per Flaconi da 1 L	178.34
Dosatore per Tanica da 10 L	202.34
Rubinetto per Tanica da 10 L	192.34
Chiave per tappo per Tanica da 10 L	193.34

Efficacia testata contro:

Norovirus, o ex agente Norwalk, è un virus RNA, è il principale responsabile della gastroenterite virale nell'uomo, causando nausea, vomito, diarrea e forti dolori addominali. La trasmissione avviene con facilità, da persona a persona, anche per via aerea, o attraverso cibo e acqua infetti. È un virus volatile e piuttosto resistente, a causa della mancanza di involucro lipidico.

Papovavirus identifica un gruppo composto da tre agenti virali: Papilloma virus, Polyoma virus e agente Vaculante, responsabili della comparsa nell'uomo e negli animali di caratteristiche proliferazioni di natura neoplastica a carico degli epitelii e delle mucose, come verruche e papillomi. Questi virus, etero-resistenti per la mancanza di una membrana limitante esterna, sono acido-stabili e relativamente resistenti agli agenti termici.

Rotavirus, virus RNA con doppia capsida, responsabile di infezioni intestinali, con gravi effetti soprattutto nei bambini (specialmente nell'età compresa fra i 6 e i 24 mesi).

Adenovirus identifica un gruppo di virus, comprendente un centinaio di sierotipi diversi, tutti a DNA con doppia catena lineare e privi di involucro lipidico. Sono responsabili del 5-10% dei processi infettivi che colpiscono le vie respiratorie (tonsilliti, raffreddori, faringiti e polmoniti) e sono coinvolti in altre infezioni quali congiuntivite, gastroenterite e cistite emorragica.

Vaccinavirus è un virus di grandi dimensioni, il cui genoma è costituito da DNA a doppia elica, caratterizzato da una vasta gamma di ospiti, a volte di natura incerta. È in grado di indurre l'immunità al virus del vaiolo.

Tutela ambientale

Flacone e tanica in plastica riciclabili.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Test report mikroqid® liquide 2011

Dr. med. A. Sammann, Arzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Amburgo 08.07.2011

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

mikroqid® AF liquid – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr GmbH Biology Dept., Norderstedt 07.02.2000

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Summary of results of the corrosion tests and material compatibility studies with mikroqid® AF liquid

i.A. Rolf Kleinwort, Schülke & Mayr GmbH, Research & Development, Application Department Hygiene International, Norderstedt, 12.01.2011

Report specifici disponibili a richiesta.

schülke -†



Salviette disinfettanti pronte all'uso.
[CE0297]

mikroqid® AF salviette

mikroqid® AF salviette

- salviette pronte all'uso
- elevato potere disinfettante nel minor tempo possibile
- asciugano rapidamente senza lasciare macchie o aloni
- in cellulosa, in pratici formati

Aree di applicazione

Indicate per una rapida e profonda disinfezione delle apparecchiature mediche e di tutte le superfici ad alto rischio di contaminazione. Particolarmente adatte al trattamento del tavolo operatorio e delle superfici vicine e delle attrezzature.

mikroqid® AF salviette non sono adatte alle superfici sensibili all'alcol (plexiglass, lexan, skay, ecc.).

Istruzioni per l'uso

mikroqid® AF salviette sono pronte per l'uso. Le salviette sono realizzate in cellulosa e, grazie al grande formato 18,5 x 14,5 cm, sono pratiche e comode. Utilizzare una salvietta per pulire la superficie desiderata, assicurandosi che l'intera area da trattare sia ben inumidita. Lasciar asciugare completamente.

In caso di superfici estese si consiglia l'uso di più salviette.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida EN13727, EN16615, secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi - condizioni di sporco	pronto all'uso	1 minuto
tuberculicida EN14348 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
lievito EN13727, EN16615, in conformità con le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi - condizioni di sporco	pronto all'uso	1 minuto
fungicida EN13624, EN13697 - condizioni sporche	pronto all'uso	2 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	30 secondi
Norovirus EN14476 - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto
Polyoma SV40 in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	10 minuti
Rotavirus secondo DVV	pronto all'uso	30 secondi
Adenovirus (tipo 5) secondo DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	5 minuti

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene
- **Elencato IHO:** International Hydrographic Organization
- **Certificato ÖGHMP:** Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin

mikrozid® AF salviette

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono i seguenti ingredienti attivi: 25 g di etanolo (94%), 35 g di propanolo

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	incolore
Densità:	ca. 0,89g / cm ³ / 20°C
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	27 ° C / Metodo: DIN 51755 Parte 1
Viscosità, dinamica:	non determinato
pH:	non applicabile

Importante

Utilizzare i disinfettanti in modo appropriato.

Leggere sempre l'etichetta e le indicazioni prima dell'uso.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi adeguati.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

mikrozid® AF liquid ha dimostrato un'eccellente compatibilità con metalli e plastiche, con l'eccezione di plexiglass, lexan, skay, e prodotti generalmente sensibili all'alcol.

Etichettato in conformità alla vigente normativa europea.

Consiglio speciale

Seguire attentamente tutte le linee guida nazionali per la protezione contro incendi ed esplosioni quando si usano disinfettanti a base di alcol. Trattare solo piccole superfici. L'intervallo di pulizia dipende dalla temperatura ambiente e dalla struttura della superficie da disinfettare. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Barattolo da 150 salviette cm 18,5 x 14,5	1 Barattolo	273.34
Ricarica da 150 salviette cm 18,5 x 14,5	1 Busta	274.34
Set Risparmio	1 Barattolo + 5 Buste (tot.900 salviette)	266.34
JUMBO - Barattolo da 200 salviette cm 20 x 27	1 Barattolo	1982.34
JUMBO - Ricarica da 200 salviette cm 20 x 27	1 Busta	1983.34

Efficacia testata contro:

Norovirus, o ex agente Norwalk, è un virus RNA, è il principale responsabile della gastroenterite virale nell'uomo, causando nausea, vomito, diarrea e forti dolori addominali. La trasmissione avviene con facilità, da persona a persona, anche per via aerea, o attraverso cibo e acqua infetti. È un virus volatile e piuttosto resistente, a causa della mancanza di involucro lipidico.

Papovavirus identifica un gruppo composto da tre agenti virali: Papilloma virus, Polyoma virus e agente Vaculante, responsabili della comparsa nell'uomo e negli animali di caratteristiche proliferazioni di natura neoplastica a carico degli epitelii e delle mucose, come verruche e papillomi. Questi virus, etero-resistenti per la mancanza di una membrana limitante esterna, sono acido-stabili e relativamente resistenti agli agenti termici.

Rotavirus, virus RNA con doppia capsida, responsabile di infezioni intestinali, con gravi effetti soprattutto nei bambini (specialmente nell'età compresa fra i 6 e i 24 mesi).

Adenovirus identifica un gruppo di virus, comprendente un centinaio di sierotipi diversi, tutti a DNA con doppia catena lineare e privi di involucro lipidico. Sono responsabili del 5-10% dei processi infettivi che colpiscono le vie respiratorie (tonsilliti, raffreddori, faringiti e polmoniti) e sono coinvolti in altre infezioni quali congiuntivite, gastroenterite e cistite emorragica.

Vaccinavirus è un virus di grandi dimensioni, il cui genoma è costituito da DNA a doppia elica, caratterizzato da una vasta gamma di ospiti, a volte di natura incerta. È in grado di indurre l'immunità al virus del vaiolo.

Tutela ambientale

Barattolo in plastica riciclabile. Le salviette usate possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Si raccomanda di smaltire le salviette usate in modo adeguato.

Reports

Usability of schülke surface disinfectants in the schülke wipes system

Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt, 04.11.2011

Per report specifici riguardanti efficacia microbiologica, tossicologia e tolleranza e compatibilità con i materiali si veda mikrozid® AF liquid.

Istruzioni per l'uso: mikrozid® AF salviette / salviette Jumbo / mikrozid® AF liquid Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE 0297]

Indicazioni:

Salviette per la pulizia e la disinfezione di superfici di lavoro e dispositivi medici:

- sono ben impregnate, resistenti, non si rompono e non si torcono
- non lasciano tracce o aloni.
- i tensioattivi consentono un'ottima applicazione su tutte le superfici

Uso:

mikrozid® AF salviette

- con la prima salvietta pulire accuratamente la superficie desiderata
- passare una seconda salvietta per disinfettare, quindi lasciar asciugare
- contenitore mikrozid® AF salviette con 150 pezzi e Jumbo salviette ricaricabili da 20 pezzi

mikrozid® AF liquid

- già diluito, da distribuire sugli oggetti e le superfici e lasciar agire
- in caso di uso eccessivo, asciugare con panno monouso

Non utilizzare su superfici ed oggetti sensibili all'alcool (es. plexiglass, lexan, skay, ...)

- Marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile



Step 1

Indossare guanti per proteggere la pelle.

mikrozid® AF salviette



Step 2

Estrarre una salvietta, stenderla bene e passarla accuratamente sulla superficie: lo scopo è quello di pulire la superficie.



Step 3

Estrarre una seconda salvietta e ripetere l'operazione. Questa volta l'obiettivo è disinfettare la superficie.



Step 4

Lasciar asciugare fino a completa evaporazione per un'efficacia ottimale del prodotto.



Step 5

Per inserire la ricarica aprire il barattolo e inserire il nuovo rotolo insieme al suo liquido. Portare la prima salvietta al centro del rotolo, infilarla nel tappo e quindi bloccarla.



mikrozid® AF liquid



Step 2

Con schülke salviette o asciugamani usa e getta. Disinfettante diluito per oggetti e superfici. Basta spruzzare e lasciar agire fino a completa evaporazione.



Step 3

Su superfici sporche:
Uso: Applicare - Strofinare - Ripetere l'operazione
Distribuire una quantità adeguata di prodotto con un panno monouso.

schülke -†



Disinfettante spray a rapida azione
privo d'alcol adatto a superfici
delicate
[CE 0297]

mikrozin® sensitive liquid

mikrozin® sensitive liquid

- senza alcool
- pronto all'uso
- ad azione rapida ed efficace
- adatto a superfici sensibili all'alcool

Aree di applicazione

Indicato per la disinfezione di dispositivi medici e di qualsiasi tipo di superficie. mikrozin® sensitive liquid è stato appositamente studiato per i materiali sensibili all'alcol (come plexiglas, lexan e skay).

Istruzioni per l'uso

mikrozin® sensitive liquid viene fornito pronto all'uso, non ha bisogno di essere diluito.

Può essere nebulizzato come uno spray o applicato con l'ausilio di un panno, come un detergente tradizionale, e si applica direttamente sulla superficie interessata. Assicuratevi che sull'intera superficie da trattare venga a contatto con mikrozin® sensitive liquid (la superficie dovrebbe risultare leggermente bagnata), quindi lasciate asciugare fino a completa evaporazione. Non lascia tracce né residui. In caso di eccessiva applicazione asciugare con un panno pulito o una salvietta monouso.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi	pronto all'uso	1 minuto
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	1 minuto
Norovirus EN14476 - condizioni sporche	pronto all'uso	15 minuti
Polyoma SV40 in conformità con DVV (Associazione tedesca regi- strata per la lotta alle malattie virali)	pronto all'uso	1 minuto
Rotavirus secondo DVV	pronto all'uso	1 minuto

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene
- **Elencato IHO:** International Hydrographic Organization

mikroqid® sensitive liquid

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono i seguenti ingredienti attivi: 0,26 g di alchil (C12-C16) dimetilbenzil ammonio cloruro (ADBAC / BKC (C12-C16)); 0,26 g Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), 0,26 g Alkyl (C12-C14) cloruro di etilbenzilammonio (ADEBAC (C12-C14))

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	incolore
Densità:	ca. 1g / cm ³ / 20°C
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Viscosità, dinamica:	non determinato
pH:	6 - 8/20 °C / concentrato

Consiglio speciale

Usa i disinfettanti in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

L'idoneità del prodotto deve essere testata individualmente. I disinfettanti di superfici si distinguono tra l'altro per la loro efficacia nei confronti dei microbi. Questo deve essere ricordato durante la scelta dei disinfettanti per le singole aree. Si ricorda che alcuni ceppi batterici sono meno vulnerabili o resistenti ai disinfettanti di altri. È anche possibile che i prodotti a base di composti di quaternari di ammonio siano insufficienti. Per questo motivo, Schülke consiglia di utilizzare salviette mikroqid® PAA o mikroqid® Salviette AF per la disinfezione di superfici in aree ad alto rischio (ad esempio: terapia intensiva, emato-oncologia o neonatologia) in quanto questi prodotti hanno un'altissima efficacia. Non per la disinfezione finale di dispositivi medici semicritici e critici!

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 1 l Tanica da 5 l	1 Flacone da 1 l 1 Tanica da 5 l	168.34 170.34

Accessori

	Codice
Nebulizzatore per Flacone da 1 L	186.34
Dosatore a pompa per Tanica da 10 L	202.34
Rubinetto per Tanica da 10 L	192.34
Chiave per tappo per Tanica da 10 L	193.34

Efficacia testata contro:

Norovirus, o ex agente Norwalk, è un virus RNA, è il principale responsabile della gastroenterite virale nell'uomo, causando nausea, vomito, diarrea e forti dolori addominali. La trasmissione avviene con facilità, da persona a persona, anche per via aerea, o attraverso cibo e acqua infetti. È un virus volatile e piuttosto resistente, a causa della mancanza di involucro lipidico.

Rotavirus, virus RNA con doppia capsida, responsabile di infezioni intestinali, con gravi effetti soprattutto nei bambini (specialmente nell'età compresa fra i 6 e i 24 mesi).

Tutela ambientale

Flacone e tanica in plastica riciclabile. Il prodotto non ha effetti eco-tossicologici conosciuti, i tensioattivi contenuti in questo prodotto sono biodegradabili in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE 648/2004.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Test report mikroqid® sensitive liquide 2011

Dr. med. A. Sammann, Arztl für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Amburgo, 20.05.2011

Activity of mikroqid® sensitive liquid in surface disinfection (according to DIN EN 13697: 2001)

Dr. Holger Brill, Labor für Hygiene und Mikrobiologie, Amburgo, 17.02.2010

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Summary of results of the corrosion tests and material compatibility studies with mikroqid® sensitive liquid

Dr. Katrin Steinhauer e Dana Kunde, Schülke & Mayr GmbH, Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt, 16.10.2007

Upholstery coverings from the schmitz company material compatibility test with mikroqid® sensitive liquid

Nicole Knickmann, Schülke & Mayr GmbH, Research & Development, Norderstedt, 04.06.2007

Report specifici disponibili a richiesta.

Istruzioni per l'uso: mikrozid[®] sensitive liquid

Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE 0297]

Indicazioni:

Detergente pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione delle superfici di lavoro e dispositivi medici:

- già diluito, da utilizzare direttamente sulla superficie desiderata
- particolarmente indicato per superfici delicate o sensibili a prodotti a base alcolica (come plexiglass, lexan, ...)
- non macchia e non lascia aloni
- gradevole profumazione

uso:

- già diluito, da utilizzare direttamente sulla superficie desiderata
- lasciar asciugare completamente

- Marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile



Step 1

Indossare guanti per proteggere la pelle.



Step 2

Disinfettante diluito pronto all'uso, da utilizzare con panno o salvietta usa e getta.



Step 3

Nebulizzare il prodotto sulla superficie, quindi strofinare delicatamente con un panno o una salvietta monouso. Lo scopo è quello di pulire la superficie.



Step 4

Ripetere l'operazione una seconda volta. Lo scopo è quello di disinfettare la superficie.



Step 5

Attendere qualche minuto, fino a completa evaporazione del prodotto. In caso di nebulizzazione eccessiva asciugare semplicemente con un panno.

schülke -+



Salviette a rapida azione prive di alcool adatte a superfici delicate [CE0297]

mikroqid® sensitive salviette

mikroqid® sensitive salviette

- senza alcool
- pronte all'uso
- ad azione rapida ed efficace
- per superfici sensibili
- in pratici formati

Aree di applicazione

Grazie all'ottima compatibilità con i materiali il prodotto è adatto per la pulizia e la disinfezione di superfici sensibili all'alcool e dispositivi medici.

Attrezzature mediche come definite dalla Direttiva sui dispositivi medici (MDD), quali: superfici di dispositivi medici tipo stetoscopi dispositivi sensibili all'alcool che non possono essere immersi in liquidi

Per superfici conformi alla direttiva sui biocidi, come: piccole superfici in ospedali, studi medici e dentistici e ambulanze; piccole superfici in laboratori medici, abitazioni e case di cura.

Istruzioni per l'uso

Assicurarsi che tutto lo sporco visibile sia rimosso e poi pulire a fondo tutta la superficie con la salvietta impregnata e lasciare asciugare.

Quando si apre il barattolo per inserire il primo panno nella fessura, assicurarsi di mantenere i requisiti di igiene. Ricordarsi di chiudere bene il coperchio dopo l'uso. Schülke garantisce, se utilizzato nel modo corretto, una durata di conservazione di 3 mesi dopo l'apertura della confezione.

Riempimento del barattolo

Prima disinfettare le mani e indossare nuovi guanti protettivi. Durante il processo di ricarica, assicurarsi che i guanti non siano contaminati da altre attività. Ad ogni ricarica, controllare la chiusura del coperchio. Prima di richiudere, pulire la chiusura del coperchio con un disinfettante per superfici a base di alcool. Schülke raccomanda di evitare l'uso di ricariche in aree ad alto rischio.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi	pronto all'uso	1 minuto
MRSA	pronto all'uso	1 minuto
lievito secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi	pronto all'uso	1 minuto
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (As- sociazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali	pronto all'uso	1 minuto
Norovirus EN14476	pronto all'uso	15 minuti
Polyoma SV40	pronto all'uso	1 minuto
Rotavirus	pronto all'uso	1 minuto

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene
- **Elencato IHO:** International Hydrographic Organization

mikrozid[®] sensitive salviette

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione di agente contengono i seguenti ingredienti attivi:

0,26 g di alchil (C12-C16) dimetilbenzil ammonio cloruro (ADBAC / BKC (C12-C16)); 0,26 g Didecyldimethylammonium chloride (DDAC), 0,26 g Alkyl (C12-C14) etylbenzylammonium chloride (ADEBAC (C12-C14))

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	incolore
Densità:	ca. 1,00 g / cm ³ / 20 ° C
Modulo:	liquido
Punto di infiammabilità:	Non applicabile
Viscosità, dinamica:	non determinato
pH:	6 - 8/20 ° C

Consiglio speciale

L' idoneità del prodotto deve essere testata individualmente. I disinfettanti di superfici si distinguono tra l'altro per la loro efficacia nei confronti dei microbi. Questo deve essere ricordato durante la scelta dei disinfettanti per le singole aree. Si ricorda che alcuni ceppi batterici sono meno vulnerabili o resistenti ai disinfettanti di altri. È anche possibile che i prodotti a base di composti di quaternari di ammonio siano insufficienti. Per questo motivo, Schülke consiglia di utilizzare salviette mikrozid[®] PAA o mikrozid[®] Salviette AF per la disinfezione di superfici in aree ad alto rischio (ad esempio: terapia intensiva, emato-oncologia o neonatologia) in quanto questi prodotti hanno un'altissima efficacia. Non per la disinfezione finale di dispositivi medici semicritici e critici!

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Barattolo da 120 salviette - 14 X 18 cm	1 barattolo	184.34
Buste da 50 salviette - 20 x20 cm	1 busta	181.34

Importante

Utilizzare i disinfettanti in modo appropriato. Leggere sempre l'etichetta e le indicazioni prima dell'uso.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi adeguati. Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

Etichettato in conformità alla vigente normativa europea.

Per le proprie produzioni Schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

schülke -t



terralin® protect

Disinfettante liquido concentrato, per la pulizia e la disinfezione di apparecchiature mediche e grandi superfici.

[CE0297]

terralin® protect

- offre un'elevato grado di protezione
- eccellente potere pulente
- senza aldeidi
- profumo discreto, fresco e piacevole

Aree di applicazione

Indicato per la disinfezione e la pulizia di attrezzature mediche e di qualsiasi superficie, in particolar modo:

- in tutte le aree ospedaliere (reparti, unità di terapia intensiva, accoglienza, ...)
- nei reparti in cui è preferibile una profumazione molto delicata (unità neonatali)
- sui materiali sensibili (acrilico)

Istruzioni per l'uso

terralin® protect viene fornito concentrato, va diluito al fine di ottenere la soluzione desiderata.

Attrezzature, pavimenti e qualsiasi tipo di superficie lavabile possono essere pulite e disinfettate utilizzando semplicemente un panno ben inumidito con la soluzione di terralin®.

È preferibile risciacquare con acqua le apparecchiature mediche dopo la pulizia con questo prodotto.

Poiché terralin® protect contiene ingredienti a base di cationi attivi, mescolarlo con altri saponi o detersivi potrebbe comprometterne l'efficacia microbiologica e causare problemi durante l'uso.

In alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare altri prodotti per la cura e la protezione di specifici materiali e superfici.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida secondo VAH	2% (20 ml / l)	15 minuti
battericida EN1276, EN13697, secondo VAH - condizioni di sporco	0,5% (5 ml / l)	60 minuti
tuberculicida in un test di sospensione	0,5% (5 ml / l)	2 ore
lievito EN1650, EN13697, secondo VAH	0,5% (5 ml / l)	60 minuti
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (As- sociazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	0,5% (5 ml / l)	60 minuti
Adenovirus secondo DVV	2% (20 ml / l)	4 ore
Norovirus - condizioni sporche	2% (20 ml / l)	2 ore
Norovirus - condizioni pulite	1% (10 ml / l)	2 ore
Polyoma SV40	2% (20 ml / l)	2 ore
Rotavirus secondo DVV	0,25% (2,5 ml / l)	5 minuti

Area di applicazione	Concentrazione	Tempo di contatto
disinfezione della vasca	pronto all'uso	5 minuti

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene
- **Elencato IHO:** International Hydrographic Organization

terralin® protect

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono i seguenti principi attivi:
22 g di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio cloruro (ADBAC / BKC (C12-C16)), 17 g di 2-fenossietanolo, 0,9 g di ammine, N-C12-C14 (pari numerato) -alchiltrimetilenedi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico)

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004:

5-15 tensioattivi non ionici, profumi

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	Verde
Densità:	ca. 1,01g / cm ³ / 20°C
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	48 ° C / Metodo: DIN 51755 Parte 1
Viscosità, dinamica:	ca. 21 mPa*s / 20 ° C / Metodo: ISO 3219
pH:	ca. 8,6 / 20 ° C

Importante

Maneggiare il prodotto con cura.

Si raccomanda di leggere l'etichetta prima dell'uso.

Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Falcone da 2 l	1 Falcone da 2 l	191.134

Tutela ambientale

Flacone e tanica in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile.

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono biodegradabili in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE 648/2004.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Test report terralin® protect 2011

Dr. med. A. Sammann, Arzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Amburgo 08.07.2011

Bactericidal effect for the area of general use (higher load) in accordance with DIN EN 1276 (1997)

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr GmbH Biology Dept., Norderstedt 15.08.2005

Fungicidal effects on surface under general condition of use (higher load) in accordance with DIN EN 13697 (2001)

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr GmbH Biology Dept., Norderstedt 15.08.2005

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

terralin® protect – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Intern Specific Support, Air Liquid Group Expert, Norderstedt, 12.10.2007

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Summary of results of the corrosion tests and material compatibility studies with the use solution of terralin® protect

Dr. Frank Bakker, Schülke & Mayr GmbH Research & Development Application Department Hygiene International, Norderstedt, 13.04.2012

Report specifici disponibili a richiesta.

Efficacia testata contro:

Norovirus, o ex agente Norwalk, è un virus RNA, è il principale responsabile della gastroenterite virale nell'uomo, causando nausea, vomito, diarrea e forti dolori addominali. La trasmissione avviene con facilità, da persona a persona, anche per via aerea, o attraverso cibo e acqua infetti. È un virus volatile e piuttosto resistente, a causa della mancanza di involucro lipidico.

Rotavirus, virus RNA con doppia capsida, responsabile di infezioni intestinali, con gravi effetti soprattutto nei bambini (specialmente nell'età compresa fra i 6 e i 24 mesi).

Adenovirus identifica un gruppo di virus, comprendente un centinaio di sierotipi diversi, tutti a DNA con doppia catena lineare e privi di involucro lipidico. Sono responsabili del 5-10% dei processi infettivi che colpiscono le vie respiratorie (tonsilliti, raffreddori, faringiti e polmoniti) e sono coinvolti in altre infezioni quali congiuntivite, gastroenterite e cistite emorragica.

schülke -t



Disinfettante a base di ossigeno attivo per il trattamento di impronte e protesi.
[CE 0297]

dentavon®

dentavon®:

- garantisce la stabilità dimensionale delle impronte in polietere, silicone e alginati
- ampio spettro d'azione microbiologico
- efficace in soli 10 minuti
- soluzione attiva per un'intera giornata
- ottima solubilità
- elimina sporco, sangue, saliva e facilita la rimozione del tartaro

Aree di applicazione

Indicato per la disinfezione e la pulizia di impronte e protesi dentali in silicone, polietere e alginati.

Istruzioni per l'uso

dentavon® è un prodotto in polvere facilmente solubile in acqua. La soluzione si caratterizza per un'ottima stabilità, assicurando così un'elevata efficacia microbiologica per tutta la giornata di lavoro. La soluzione di dentavon® va rinnovata quotidianamente, ma si consiglia di rinnovarla anticipatamente in caso di pesante contaminazione.

dentavon® va utilizzato in soluzione al 2%. Protesi e impronte vanno lasciate in immersione per 10 minuti, al fine di eliminare potenziali agenti contaminanti (fra cui tubercolosi, epatite B e HIV).

dentavon® può essere utilizzato anche in vasca a ultrasuoni. Dato il conseguente riscaldamento della soluzione, la sua efficacia si riduce a 4-5 ore.

La disinfezione delle impronte dovrebbe sempre essere effettuata dallo studio dentistico prima del loro invio al laboratorio, al fine di evitare pericolose contaminazioni batteriche e la trasmissione di infezioni. Per garantire al laboratorio che l'impronta è stata disinfettata, suggeriamo allo studio dentistico di segnalarlo sull'imballo della stessa.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida	2% (20 g / l)	10 minuti
tuberculicida	2% (20 g / l)	10 minuti
virucida contro i virus avvolti	2% (20 g / l)	10 minuti
virucida - condizioni sporche	3% (30 g / l)	15 minuti
virucida in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali) - condizioni pulite	2% (20 g / l)	30 minuti

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono: 45 g Pentapotassiumbis (perossimonosolfato) -bis (solfato).

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004: 5-15 tensioattivi anionici, <5% tensioattivi non ionici, <5% sapone, <5% fosfonati, profumi

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	Bianco
Forma:	granulare
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Viscosità, dinamica:	non applicabile
pH:	ca. 4/5 g / l / 20 ° C / in acqua

È bene sapere che:

E' importante attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle indicazioni fornite dai produttori di materiali per protesi e impronte. In particolar modo, si consiglia di prestare attenzione per quanto riguarda il dosaggio, l'applicazione, il tempo di contatto, l'uso di attrezzature adeguate e la rapida applicazione del gesso, privo di bolle, una volta ottenuta l'impronta. L'uso di questi materiali influenza notevolmente la qualità delle impronte e quindi della protesi che verrà realizzata.

Importante

La confezione di dentavon® va conservata chiusa, a temperatura ambiente.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi.

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

La soluzione potrebbe agire come candeggiante su alcuni tipi di tessuto.

Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Barattolo da 900 g Ogni barattolo include misurino da 20 g.	1 Barattolo da 900 g	169.34

Accessori

	Codice
vaschetta system wannen 3 litri	150.134
vaschetta system wannen 5 litri	151.134
vaschetta system wannen 10 litri	158.134
vaschetta system wannen 30 litri	159.134

Tutela ambientale

Barattolo in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile. I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono biodegradabili in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE 648/2004.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

Test of the microbicidal efficacy of dentavon® with short contact times

Dr. Katrin Steinhauer, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene / Bioscience, Norderstedt 07.02.2008

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

dentavon® – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr GmbH Biology Dept., Norderstedt 11.12.1996

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Studies of the dimensional accuracy and hardness of plaster casts after disinfection of impressions with dentavon®

Priv.-Doz. Dr. Klaus Ludwing, Kiel 09.09.1994

Report specifici disponibili a richiesta.

Istruzioni per l'uso: dentavon®

Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE 0297]

Indicazioni:

Polvere, da usare in soluzione, per la disinfezione di impronte e protesi dentarie.

- elevata compatibilità con tutti i materiali (es. impronte in silicone, polietere e alginate)
- compatibile con tutti i materiali protesici
- non altera la stabilità dimensionale dei materiali
- ottimo grado di solubilità in acqua

Raccomandazioni d'uso:

- diluire 20 g di polvere per ogni litro d'acqua
- lasciare in immersione per soli 10 minuti
- risciacquare abbondantemente con acqua corrente
- la soluzione è utilizzabile per 24 ore

Raccomandiamo il rispetto dei tempi indicati

- marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile

Utilizza i guanti per proteggere la pelle!



Step 1

Versare dell'acqua in una vaschetta per la decontaminazione o nella vasca a ultrasuoni.

Aggiungere un misurino (pari a 20 g) di polvere per ogni litro d'acqua, per ottenere una soluzione al 2%.



Step 2

Risciacquare accuratamente protesi e impronte con acqua corrente, al fine di eliminare la maggior parte dei residui.



Step 3

Immergere impronte e protesi nella soluzione di dentavon.

Lasciare in immersione per 10 minuti.



Step 4

Scolare e risciacquare abbondantemente. Verificare visivamente il livello di pulizia e l'eventuale presenza di residui.



Step 5

Imballare ogni protesi e impronta singolarmente e comunicare al laboratorio l'avvenuta disinfezione (tramite etichetta o formulario).

schülke -t



aspirmatic®

Per una facile pulizia e una completa disinfezione del sistema di aspirazione [CE 0297]

aspirmatic®:

- facile e sicuro da maneggiare
- testato e approvato sugli impianti di aspirazione dai principali produttori di riuniti
- adatto a ogni tipo di separatore d'amalgama
- non produce schiuma
- senza aldeidi

Aree di applicazione

Indicato per la pulizia e la disinfezione del sistema d'aspirazione e degli scarichi.

L'uso di aspirmatic® assicura un'eccellente pulizia ed elevati standard di sicurezza igienica, semplificando al massimo le operazioni di pulizia del sistema, rendendo la pratica facile e comoda.

Istruzioni per l'uso

Durante il normale uso dei sistemi d'aspirazione possono verificarsi depositi di materiale organico e inorganico che, asciugando nei tubi, sono fonte di pericolose contaminazioni e gravi rischi d'infezione, sia per il paziente che per il personale (particolarmente esposto durante le operazioni di sostituzione dei filtri).

aspirmatic®, con la sua profonda azione pulente, garantisce la sicurezza igienica del sistema e aiuta a prevenire guasti meccanici.

aspirmatic® viene fornito concentrato e va utilizzato in soluzione al 2% due volte al giorno, a metà e a fine giornata. Utilizzando l'apposito aspirmatic® system si preparano 2 litri di soluzione per ogni unità da trattare. Grazie alle apposite estremità adattatrici è facile collegare aspirmatic® system al sistema d'aspirazione. Una volta in funzione, questi aspirerà 1,5 litri di soluzione, lasciando circa 500 ml da versare nella sputacchiera. aspirmatic® agisce in circa 30 minuti, ma può essere lasciato in posa per l'intera notte. Al termine dell'operazione espellere la soluzione e far scorrere acqua pulita per eliminare qualsiasi tipo di residuo.

Si consiglia l'uso di aspirmatic® anche in seguito a interventi in cui si è verificata abbondante aspirazione di sangue, per evitarne il coagulo nel sistema.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida secondo VAH	2% (20 ml / l)	30 minuti.
lievicida secondo VAH	2% (20 ml / l)	30 minuti.
virucida contro i virus avvolti in conformità con DVV (Associazione tedesca registrata per la lotta alle malattie virali)	2% (20 ml / l)	30 minuti.

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene

Dati del prodotto**Composizione:**

100 g di concentrato contengono i seguenti principi attivi: 7,5 g di diottil dimetil ammonio cloruro.

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004: <5% tensioattivi non ionici, <5% sapone, profumi.

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	Blu
Forma:	Liquido
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Viscosità, dinamica:	nessun dato disponibile
Densità:	ca. 0,99 g / cm ³ / 20 ° C
pH:	6,5 - 7,5 / 20 ° C

Importante

Indossare guanti è fortemente raccomandato quando si devono maneggiare soluzioni disinfettanti.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Etichettato in conformità alle vigenti normative europee.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 2 l	5 Flaconi da 2 l	182.34

Accessori

	Codice
aspirmatic® system tappo dosatore	185.34 163.34

Per un dosaggio facile e sicuro è sufficiente avvitare l'apposito tappo dosatore al flacone. A questo punto sarà sufficiente inclinare la bottiglia per riempire il dosatore con il concentrato e diluirlo in modo corretto.

Prodotto collegato

	Codice
Aspirmatic Cleaner	156.134

Tutela ambientale

Flacone in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports**Efficacia microbiologica**

The suitability of aspirmatic® and aspirmatic® cleaner for cleansing and disinfecting suction systems

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 17.04.2002

Application of aspirmatic® and aspirmatic® cleaner in practices and clinics

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 18.04.2002

Testing aspirmatic® for its qualification as a surface disinfectant

Dr. Holger Brill, Partner GmbH – Hygiene and Microbiology Laboratory, Amburgo, 06.08.2002

Study report according to EN 1040: 1997 - determination of the bactericidal action of aspirmatic®

Dr. Holger Brill, Partner GmbH – Hygiene and Microbiology Laboratory, Amburgo, 09.09.2002

Study report according to EN 1275: 1997 - determination of the fungicidal action of aspirmatic®

Dr. Holger Brill, Partner GmbH – Hygiene and Microbiology Laboratory, Amburgo, 09.09.2002

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

aspirmatic® – biodegradability in accordance with OECD test specification 301 D

Dr. Peter Goroncy-Bermes, Intern Specific Support, Air Liquid Group Expert, , Norderstedt, 02.07.2002

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Material compability of aspirmatic®

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 16.02.2002

Report specifici disponibili a richiesta.

Istruzioni per l'uso: aspirmatic®

Qualità. Sicurezza. Schülke.



[CE 0297]

Indicazioni:

Soluzione concentrata per la pulizia e la disinfezione quotidiana dei sistemi d'aspirazione, della sputacchiera, dei flessibili e dei recuperatori d'amalgama.

- eccellente compatibilità con i materiali
- gradevole profumazione
- non schiumoso, non macchia
- con dosatore universale

Testato con successo dai principali produttori di riuniti (Kavo, Sirona) e da numerosi tecnici specializzati.

Raccomandazioni d'uso:

- da utilizzare diluito al 2% per 30 min.
- utilizzare 1-2 volte al giorno e in seguito a interventi in cui si è verificato abbondante sanguinamento.

- marcato CE
- prodotto biodegradabile (in conformità alla norma OCDE 301D)
- imballo riciclabile

Utilizza i guanti per proteggere la pelle!



Step 1

Versare 1960 ml d'acqua nella caraffa dell'aspirmatic® system.



Step 2

Avvitare il tappo dosatore al flacone, quindi versare 2x20 ml di concentrato nell'acqua, così da ottenere 2 l di soluzione al 2%.



Step 3

Collegare i tubi di aspirazione alle estremità adattatrici dell'aspirmatic® system.



Step 4

La soluzione viene aspirata automaticamente. Sul fondo dell'aspirmatic® system rimarranno circa 600 ml di soluzione.



Step 5

Versare la soluzione rimasta nella sputacchiera, così da disinfettare anche lo scarico.



Step 6

Lasciar agire almeno per 30 minuti (per esempio in pausa pranzo oppure durante la notte).



Consigliamo la disinfezione esterna dei tubi e della sputacchiera con le salviette monouso mikrozid® AF/sensitive.



schülke -†



Apposito detergente per il sistema di aspirazione, la bacinella per il risciacquo e le tubazioni di scarico.
CE

aspirmatic® cleaner

aspirmatic® cleaner:

- esente da aldeidi
- utilizzo semplice e sicuro
- dimostrato da continui test pratici con le migliori unità dentali
- è adatto a recuperatori d'amalgama di tutti i tipi
- evita la formazione di schiuma
- uso economico

Aree di applicazione

Per l'apposita pulizia settimanale del sistema di aspirazione, della bacinella per il risciacquo e delle tubazioni di scarico.

Istruzioni per l'uso

Durante l'uso quotidiano del sistema di aspirazione, può depositarsi materiale organico e inorganico nei tubi, causando la contaminazione e generando un rischio di infezione per il personale al momento del cambio del filtro.

Al fine di evitare problemi meccanici con il sistema di aspirazione e garantire al tempo stesso la sicurezza igienica, utilizzare aspirmatic® cleaner come indicato di seguito:

utilizzare in soluzione al 5% **una o due volte a settimana al posto della disinfezione di mezzogiorno**. Preparare una soluzione pronta all'uso di 2l con l'apposito aspirmatic® system per ciascuna unità di trattamento, mescolando 1.900 ml di acqua e 100 ml di concentrato. Aspirare circa 1 litro 1/2 attraverso i tubi di aspirazione e versare il 1/2 litro restante nella bacinella.

Lasciare agire per circa 1 o 2 ore (ad esempio nella pausa pranzo) per far sciogliere le impurità. **Al termine del tempo di azione, aspirare l'acqua per rimuovere le impurità disciolte dai tubi.**

In caso di impurità persistenti o di lunghi periodi di inutilizzo, utilizzare aspirmatic® cleaner in soluzione al 10% (1.800 ml di acqua e 200 ml di concentrato)

Importante:

non lasciare agire aspirmatic® cleaner tutta la notte o durante il weekend. L'aspirmatic® system agevola la composizione della miscela e la rimozione della soluzione. I tubi di aspirazione possono essere facilmente collegati all'adattatore. In caso di impurità persistenti di sangue, aspirare l'acqua immediatamente dopo il trattamento.

aspirmatic® cleaner

Dati specifici

Composizione:

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) N. 648/2004:
tensioattivi non ionici 5%

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	Giallo
Forma:	Liquido
Punto di infiammabilità:	>100°C / Metodo: ISO 2719 ISO2719
Viscosità, dinamica:	Dati non disponibili
Densità:	circa 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH:	circa 0,9/ 20 °C / concentrato

Avvertenze

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Le norme antinfortunistiche (UVV) prevedono che le persone che maneggiano disinfettanti non pensati per la pelle devono indossare i guanti. Non mescolare il concentrato o la soluzione pronta all'uso aspirmatic® e aspirmatic® cleaner.

Non usare dopo la data di scadenza.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 2 l	5 Flaconi da 2 l	156.34

Accessori

	Codice
aspirmatic® system tappo dosatore	185.34 163.34

Per un dosaggio facile e sicuro è sufficiente avvitare l'apposito tappo dosatore al flacone. A questo punto sarà sufficiente inclinare la bottiglia per riempire il dosatore con il concentrato e diluirlo in modo corretto.

Prodotto collegato

- aspirmatic®
- aspirmatic® system

Tutela ambientale

Flacone in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Efficacia microbiologica

The suitability of aspirmatic® and aspirmatic® cleaner for cleansing and disinfecting suction systems

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 17.04.2002

Application of aspirmatic® and aspirmatic® cleaner in practices and clinics

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 18.04.2002

Tossicologia, tolleranza e biodegradabilità

Toxicology and tolerance of aspirmatic® cleaner

Dr. Susanne Hendrich, Head of Regulatory Affairs Department Schülke & Mayr GmbH 11.11.2011

Compatibilità con materiali, superfici e altri prodotti

Material compability of aspirmatic® cleaner

Dr. Michael Mohr, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Norderstedt, 16.04.2002

Report specifici disponibili a richiesta.

Pareri di esperti e informazioni

Visitate il nostro sito internet per una panoramica di tutte le pubblicazioni e le relazioni esistenti sul prodotto.

schülke -†



Lozione delicata senza sapone per una profonda pulizia della pelle.

s&m® wash lotion

s&m® wash lotion

- delicato sulla pelle, efficace contro lo sporco
- ben tollerato dalle mucose
- non contiene sapone e alcalini, ha un pH neutro
- non aggredisce le protezioni naturali della pelle
- profumazione fresca e delicata

Proprietà del prodotto

- Grazie ai suoi delicati tensioattivi e agli speciali componenti protettivi assicura una totale rimozione dello sporco, lasciando la pelle morbida e liscia.
- La schiuma delicata, la piacevole profumazione e la gradevole colorazione verde rendono il prodotto molto piacevole da utilizzare.
- L'uso di s&m® wash lotion lascia una piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Aree di applicazione

- Per la pulizia della pelle, anche dei pazienti, prima di un intervento chirurgico.
- Per una delicata pulizia delle mani, prima della disinfezione chirurgica con gel a base alcolica.
- Ideale anche in doccia.

Istruzioni per l'uso

Lavaggio delle mani

Versare sul palmo della mano 2-3 ml circa di s&m® wash lotion, utilizzando l'apposito dispenser o direttamente dal flacone.

Aggiungere acqua, quindi strofinare i palmi, lavare le mani con attenzione, risciacquare e asciugare.

Assicurarsi di aver ben asciugato le mani prima di applicare gel a base alcolica.

Bagno totale o parziale

Aggiungere s&m® wash lotion (circa 20 ml ogni 100 l d'acqua) mentre l'acqua scorre nella vasca.

Doccia

s&m® wash lotion può essere utilizzato al posto del sapone tradizionale durante la doccia.

Lavaggio dei pazienti

Versare s&m® wash lotion su un asciugamano umido, quindi strofinare delicatamente sul corpo del paziente. Risciacquare con cura.

s&m® wash lotion

Dati del prodotto

Ingredienti:

Aqua, Sodio Laureth Solfato, Sodio Cloruro, Laureth-3, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Acido Benzoico, Acido Deidroacetico, Etilsilglicerina, Parfum, CI 42051, CI 47005, Idrossido di sodio, Acido lattico

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	verde
Forma:	viscosa
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Viscosità, dinamica:	ca. 1.900 mPa * s / 20 ° C / Metodo: DIN 53019
Densità:	ca. 1,03 g / cm ³ / 20 ° C
pH:	ca. 5/20 ° C / (non diluito)

Importante

Possano verificarsi fenomeni di flocculazione nel caso in cui il prodotto venga immagazzinato a temperature troppo basse. Questi fenomeni sono completamente reversibili semplicemente riportando il prodotto a temperatura ambiente e non alterano in alcun modo le caratteristiche e la qualità della lozione.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Flacone da 1 l	10 Flaconi da 1 l	161.34

Accessori

	Codice
Dosatore a pompa per flacone da 1 L	175.34
Dispenser SM1 montaggio a parete	187.34

Tutela ambientale

Tanica e flacone in plastica riciclabile. Il prodotto è rapidamente biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Expert opinion on the skin tolerance of s&m® wash lotion
Prof. Axel Schnuch, IVDK-Main Office/Institute at the University of Göttingen/Dermatological Univ. Hospital, Göttingen, 2.04.2007

schülke -†



Salviette a base di acido peracetico ad azione sporicida per la disinfezione di dispositivi medici e di tutti i tipi di superficie.

Salviette mikroloid® PAA

Salviette mikroloid® PAA

- efficace contro le spore dopo soli 5 minuti
- utilizzabile fino a 28 giorni dopo l'apertura
- pronto per l'uso: l'attivazione non è necessaria
- rilasciato per sonde TOE * transesofagee
- dimensione della salvietta grande 20 x 30 cm

Area di applicazione

Le salviette mikroloid® PAA, grazie al loro ampio spettro di efficacia e alla rapidità con cui hanno effetto, sono le salviette disinfettanti ideali per le aree con un rischio di trasmissione patogeno particolarmente elevato: come stanze di isolamento, sale operatorie, unità di terapia intensiva e il lato non sterile dei dipartimenti CSSD / endoscopia o neonatologia.

Le salviette sono appropriate per la disinfezione di dispositivi medici e di tutti i tipi di superfici. Principalmente sono utilizzate sulle superfici in prossimità dei pazienti e su superfici con frequenti contatti con mani o pelle. Grazie all'azione sporicida e alla compatibilità con i materiali, le salviette mikroloid® PAA sono adatte per il ritrattamento di dispositivi medici senza canale: ad esempio:

- Sonde TOE *
- Rinofaringoscopia (ENT)
- sonde ad ultrasuoni *

Lo spettro di azione sporicida delle salviette PAA mikroloid® significa che possono svolgere un ruolo centrale nella rottura delle catene di infezione e nella profilassi contro agenti infettivi come il Clostridium difficile.

Istruzioni per l'uso:

È necessario indossare guanti (ad es. di gomma nitrilica). Pulire a fondo la superficie con un panno impregnato e lasciare agire. Assicurarsi di bagnare completamente le superfici e tenerle bagnate per tutto il tempo di esposizione. Controllare che tutto lo sporco visibile sia rimosso prima della disinfezione. Quando si apre il barattolo e si utilizza il primo panno, assicurarsi di mantenere i requisiti di igiene. Chiudere bene il coperchio dopo l'uso.

Se necessario, utilizzare diverse salviette per grandi aree. Non utilizzare su metalli non ferrosi e non mescolare con detergenti. Schülke garantisce una durata di conservazione di 28 giorni dopo l'apertura del pacchetto, se vengono seguite tutte le istruzioni fornite.

Efficacia microbiologica

Efficacia	Concentrazione	Tempo di contatto
battericida secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto.
battericida secondo VAH - condizioni sporche	pronto all'uso	5 minuti.
battericida EN13727	pronto all'uso	30 sec.
tuberculore EN14348	pronto all'uso	15 minuti.
lievicida secondo VAH - condizioni sporche	pronto all'uso	5 minuti.
lievicida secondo le Linee guida VAH con tempi di contatto brevi - condizioni sporche	pronto all'uso	1 minuto.
fungicida EN13624	pronto all'uso	2 minuti.
virucida EN14476	pronto all'uso	15 minuti.
Norovirus	pronto all'uso	1 minuto.
sporicida EN13704	pronto all'uso	15 minuti.
sporicida EN14347	pronto all'uso	5 minuti.
Clostridium difficile	pronto all'uso	5 minuti.

Certificati

- **Certificato VAH:** Associazione tedesca per l'applicazione Igiene

Salviette mikrozid® PAA

Dati del prodotto

Composizione:

100 g di soluzione contengono i seguenti principi attivi:
acido peracetico 0,06%; ulteriori ingredienti: perossido di idrogeno,
acido acetico

Informazioni fisico-chimiche

Colore:	incolore
Forma:	liquido
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Densità:	ca. 1,02 g / cm ³ / 20 ° C
pH:	ca. 2,2 / 20 ° C / concentrato

Etichettatura secondo le Direttive CE

- Xi:** Irritante
R36/38: Irritante per gli occhi e per la pelle
S2: Tenere lontano dalla portata dei bambini
S25: Evitare il contatto con gli occhi
S28: Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua

Etichettatura secondo le Direttive CE

Usare i disinfettanti in sicurezza. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Si raccomanda l'uso di guanti (ad es. guanti in gomma nitrilica). Conservare il contenitore ben chiuso, a temperatura ambiente e lontano dalla luce diretta del sole. Il raggio d'azione dipende dalla temperatura della stanza e dalla struttura della superficie da disinfettare (max. 5,7 m²). Non usare su metalli non ferrosi e non mescolare con detersivi. Maggiori informazioni disponibili su richiesta.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Barattolo 50 salviette cm 20x30	Confezione da 10 barattoli	1981.34

Tutela ambientale

Flacone in plastica riciclabile. Una volta esaurita la sua efficacia, la soluzione risulta rapidamente biodegradabile.

Per le proprie produzioni schülke adotta procedimenti e lavorazioni all'avanguardia, sicuri ed eco-sostenibili, in conformità ai più elevati standard qualitativi.

Reports

Summary of results of corrosion tests and material compatibility studies with mikrozid® PAA. wipes.

Dr.Klaus Weber, Schülke & Mayr GmbH Research & Development, Product Development Hygiene/Bioscience, Norderstedt, 25.06.2012

Pareri di esperti e informazioni

Visitate il nostro sito internet per una panoramica di tutte le pubblicazioni e le relazioni esistenti sulle salviette mikrozid® PAA.

schülke -†



Vaschette in PVC atossico per la disinfezione degli strumenti.

system wannen

system wannen

- vaschette appositamente studiate per la disinfezione degli strumenti
- speciale PVC atossico che non inattiva i disinfettanti

Area di applicazione

Sistema di vaschette studiate per la disinfezione degli strumenti, realizzate in speciale PVC atossico che non altera le proprietà dei disinfettanti.

Tutte le vaschette system wannen dispongono di cestello forato, la cui superficie interna porta l'indicazione del livello del liquido, coperchio trasparente con feritoia, che consente di immergere gli strumenti evitando possibili spruzzi e coperchio interno al cestello forato, che permette di tenere in immersione particolari in gomma o plastica.

É bene sapere che...

È importante utilizzare contenitori adatti quando si utilizzano prodotti speciali e ad alto potere disinfettante. Il PVC di system wannen è stato appositamente studiato per essere utilizzato con tale tipo di prodotti, evitando di interagire con loro. La particolare ergonomia delle vaschette permette di estrarre facilmente il cestello, di far sgocciolare gli strumenti senza bagnare il piano di lavoro e di trasportare agevolmente gli strumenti sotto il rubinetto per il risciacquo. Inoltre il coperchio consente la perfetta chiusura della vaschetta stessa, evitando fuoriuscite, mentre la feritoia permette di introdurre strumenti senza schizzarsi.

Sia l'ergonomia che il coperchio sono stati realizzati per assicurare la massima sicurezza dell'operatore che maneggia quotidianamente sostanze disinfettanti.

Formato disponibile

Formato	Quantità	Codice
Vaschetta da 3 l	cm 25 x 15 x h 12	150.134
Vaschetta da 5 l	cm 50 x 17 x h 12	151.134
Vaschetta da 10 l	cm 34 x 26 x h 17	158.134
Vaschetta da 30 l	cm 56 x 37 x h 22,5	159.134

schülke -†



Accessori Schülke®

È bene sapere che...

È importante utilizzare gli accessori adatti per ogni prodotto. La linea di accessori schülke® è stata pensata e creata per ottimizzare l'uso di ogni singolo prodotto, assicurandone così la miglior efficacia.

Pulizia e disinfezione delle superci

Accessori raccomandati per:

mikrozyd® AF liquid

	Codice
Nebulizzatore per flacone da 1 L	178.34
Dosatore per tanica da 10 L	202.34
Rubinetto per tanica da 10 L	192.34
Chiave per tappo per tanica da 10 L	193.34

mikrozyd® sensitive liquid

	Codice
Nebulizzatore per flacone da 1 L	186.34
Dosatore a pompa per tanica da 10 L	202.34
Rubinetto per tanica da 10 L	192.34
Chiave per tappo per tanica da 10 L	193.34

Pulizia e disinfezione del sistema di aspirazione

Accessori raccomandati per:

aspirmatic®

	Codice
<i>aspirmatic® system</i>	185.34
Tappo dosatore	163.34

Accessori raccomandati per:

s&m® wash lotion

	Codice
Dosatore a pompa per flacone da 1 L	175.34
Dispenser SM1 - montaggio a parete	187.34

Accessori raccomandati per:

thermodent® neutralizer

	Codice
Dosatore a pompa - Tanica da 10 L	202.34
Rubinetto - Tanica da 10 L	192.34
Chiave per tappo - Tanica da 10 L	193.34



un piccolo aiuto...

Prodotti e applicazioni

Prodotto	Lista VAH***	Lista DGHM*	per pulizia	per disinfezione	anti-microbico	battericida	fungicida	virucida	sporicida	tuberculocida	HIV	epatite B / C	MRSA**	senza aldeidi	senza formaldeide	senza glutaraldeide	concentrato	diluzione d'uso %	tempo di contatto	durata (giorni)
strumenti																				
gigasept® instru AF	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	0,5-4	5'-60'	1-7
gigasept® FF (new)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	1-8	15'-6 ^h	14
gigazyme®			•											•	•	•	•	0,5-10		1
gigazyme X-tra®	•		•	•	•	•		•			•	•		•	•	•	•	1-2	15'-30'	1
gigasept pearls®	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	1-2	5'-60'	1
superfici																				
mikrozid® AF liquid	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			30"-5'	
mikrozid® AF salviette	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			30"-5'	
mikrozid® sensitive	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			1'-15'	
mikrozid® sensitive salviette	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			1'-15'	
mikrozid® PAA salviette	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			30"-15'	28
terralin® protect	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	0,5-2	15'-1 ^h	
mani e pelle																				
s&m® waschlotion			•											•	•	•				
speciali																				
dentavon®		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	2	10'	1
aspermatic®	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	2	30'	
aspermatic cleaner®			•											•	•	•	•	5	1-2 h	7

*Lista DGHM = Prodotto inserito nell'elenco dell'Associazione tedesca di Igiene e Microbiologia.

**MRSA = Resistenza plurima allo stafilococco aureus.

*** Lista VAH= elenco dei disinfettanti - Riferimento standard per la disinfezione in Istituti Medici



un piccolo aiuto...

Prodotti e applicazioni

Dosaggi	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%	7%	10%	20%
Quantità	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml
100 ml	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	7	10	20
200 ml	1	2	3	4	5	6	8	10	14	20	40
500 ml	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	35	50	100
1 litro	5	10	15	20	25	30	40	50	70	100	200
2 litri	10	20	30	40	50	60	80	100	140	200	400
3 litri	15	30	45	60	75	90	120	150	210	300	600
5 litri	25	50	75	100	125	150	200	250	350	500	1000
10 litri	50	100	150	200	250	300	400	500	700	1000	2000

mikrocount® TPC Slides pronte all'uso per Test Igiene



FIDARSI È BENE, CONTROLLARE È ANCORA MEGLIO

Il monitoraggio delle condizioni di Igiene Ambientali riveste un ruolo importante nelle misure di garanzia della qualità. **mikrocount®TPC** offre la possibilità di un rapido ed affidabile controllo dell'Igiene nelle Strutture Sanitarie.

mikrocount®TPC determina la conta batterica totale.

mikrocount®TPC è la soluzione ideale per:

- Controllo del processo di disinfezione di attrezzature e superfici.
- Monitoraggio microbiologico dell'acqua del riunito.

Le slides **mikrocount®TPC** sono pronte all'uso. Ogni test è composto da un supporto in plastica (1) rivestito su entrambi i lati da uno speciale terreno di coltura dove avviene la crescita dei microorganismi. La slide è dotata di un perno snodato (2) che facilita l'uso sulle superfici. Il contenitore trasparente e infrangibile (3) protegge la slide da potenziali contaminazioni nel corso del test.



APPLICAZIONI DELLA SLIDE mikrocount®

Test superfici e campioni soliti



- Tamponare la superficie con entrambi i lati della slide per 5 sec. ca., evitando di toccare l'agar con le dita.
- Il movimento del perno snodato facilita l'operazione.
- Al termine, richiudere la slide nel contenitore.

Incubazione:







- 24 – 48 ore a 30 ± 1 °C
- 5-7 gg a temperatura ambiente

Test liquidi



- Prelevare con un becker la quantità di liquido necessaria per l'immersione della slide.
- Immergere la slide per alcuni secondi
- Eliminare l'eccesso di liquido
- Al termine, richiudere la slide nel contenitore.

Tabella di valutazione

	mikrocount®		TPC	Total bacterial count		
Liquidi →	10 ² CFU/ml	10 ³ CFU/ml	10 ⁴ CFU/ml	10 ⁵ CFU/ml	10 ⁶ CFU/ml	10 ⁷ CFU/ml
						
Superfici →	< 1 CFU/cm ²	1 CFU/cm ²	5 CFU/cm ²	45 CFU/cm ²	80 CFU/cm ²	> 100 CFU/cm ²

Per determinare la densità della colonia batterica è sufficiente confrontare la slide, conservata nel proprio contenitore, con la tabella di valutazione. La maggior parte dei batteri nella crescita forma colonie di colore rosso. Colonie meno colorate devono comunque essere considerate. Per superfici e attrezzature le Linee Guida IspeI raccomandano un livello < 0,20 cfu/cm². Per l'acqua in uscita dai riuniti dentali l'ADA (American Dental Association) si è allineata al CDC (Center for Disease Control) e all' EPA (Environmental Protection Agency), indicando < 500 cfu/ml.

Caratteristiche:

Ogni slide contiene 4,5 ml per lato di un prodotto ottenuto dall'idrolisi enzimatica della caseina, peptidi e amminoacidi liberi, oltre a lecitina e Tween quali neutralizzanti dei disinfettanti.

Stoccaggio a 10-25 °C in luogo asciutto, protetto dalla luce
Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione
Smaltimento dopo l'uso: sterilizzazione in autoclave o immersione in liquidi disinfettanti.
Confezione: 20 test

VANTAGGI

- PRONTO ALL'USO - NESSUNA PREPARAZIONE PRELIMINARE
UTILIZZO FACILE E RAPIDO
- TEST PER SUPERFICI, MATERIALI SEMI-SOLIDI E LIQUIDI CON UN SOLO TIPO DI TEST
- NON SONO RICHIESTE COSTOSE ANALISI DI LABORATORIO
- RISULTATI IN 24-48 ORE o 5/7 GG.

10² CFU/ml = 100 CFU/ml

10³ CFU/ml = 1.000 CFU/ml

10⁴ CFU/ml = 10.000 CFU/ml

10⁵ CFU/ml = 100.000 CFU/ml

10⁶ CFU/ml = 1.000.000 CFU/ml

10⁷ CFU/ml = 10.000.000 CFU/ml

schülke -+

incubatore cultura® L'aggiunta ottimale alle slides mikrocount®



Per l'incubazione delle slides mikrocount TPC® consigliamo l'**incubatore cultura**

Contiene fino a 18 slides e lo sportello trasparente consente di visualizzare il contenuto senza dover spostare i campioni.

La temperatura è regolabile e preimpostata per mantenere una temperatura ottimale di 30° C.

I tempi di incubazione sono di 24-48 ore.

Informazioni sul prodotto

Dati Tecnici	Codice
Capacità	18 mikrocount dipslide
Intervallo di temperatura	25-45°C
Dimensioni esterne (l x p x h)	310 x 155 x 168 mm
Dimensioni interne (l x p x h)	220 x 120 x 150 mm
Peso	1,1 kg
Omologato VDE/TÜV	
Cod.000197	230 VOLT (spina schuko)



CERTIFICATE



This is to certify that

schülke -t

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Development, production and sales of products for hygiene, body care and preservation.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no.	004567 QM15
Certificate unique ID	170730583
Effective date	2018-12-19
Expiry date	2021-11-17
Frankfurt am Main	2018-12-19



DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Managing Director

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de



CENTRI ANTIVELENI

DENOMINAZIONE	OSPEDALE	INDIRIZZO	COMUNE	TELEFONO
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3	MILANO	02/66101029 02/6447053
SERV. ANTIV. - CEN.INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE INTOSSICAZIONI ACUTE DIP.DI FARMAC."E.MENEGHETTI"	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA	LARGO E.MENEGHETTI, 2	PADOVA	049/8275078
CENTRO ANTIVELENI	POLICLINICO A. GEMELLI UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	LARGO AGOSTINO GE- MELLI, 8	ROMA	06/3054343
CENTRO ANTIVELENI	REPARTO DI RIANIMAZIONE A. CARDARELLI	VIA CARDARELLI, 9	NAPOLI	081/7472870
CENTRO ANTIVELENI	Centro di Riferimento Regionale in Tossicologia Clinica c/o U.O. Complesso di Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli	VIA MESSINA MARINE, 197	PALERMO	091/479499
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE GARIBALDI	PIAZZA SANTA MARIA DI GESU'	CATANIA	095/7594120
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE SANTISSIMA ANNUNZIATA	VIA DEI VESTINI, 1	CHIETI	0871/551219
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE CAREGGI	VIALE PIERACCINI, 17	FIRENZE	055/7947819
CENTRO ANTIVELENI	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA	VIALE PINTO	FOGGIA	0881/732326
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE RIUNITI	VIA G. MELACRINO, 1	REGGIO CALABRIA	0965/811624
CENTRO ANTIVELENI	ISTITUTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE II CATTEDRA DI ANESTESIA E RIANIMA- ZIONE	CORSO A.M. DOGLIOTTI, 14	TORINO	011/6637637
CENTRO ANTIVELENI	OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO	VIA DELL'ISTRIA, 65	TRIESTE	040/378537

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Distributore per il settore dentale
De Marco S.r.l. - Via Tajani, 9 - 20133 Milano
Tel. (+39) 02 719065 / Fax (+39) 02 733109
www.demarco.biz - marketing@demarco.biz



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt - Germany
Tel. (+49) 040 521000 / Fax (+49) 040 52100318
www.schulke.com / info@schulke.com