

# ACTIDROX

detersione, disinfezione ad alto livello e **sterilizzazione a freddo** dello strumentario medico/chirurgico e dei dispositivi medici.

Il **percarbonato**, principio attivo di ACTIDROX, garantisce un profilo tossicologico più favorevole nei confronti dei prodotti a base di perborato, per il rispetto degli operatori e dell'ambiente.

ACTIDROX è un prodotto in polvere. Solubilizzato in acqua sviluppa **Acido Peracetico** (ossigeno attivo) la cui attività biocida agisce su

- batteri • funghi • virus • spore



### Composizione

<b>Principi attivi</b>	Sodio Percarbonato, TAED (Tetraacetiletilendiammina)
	N-alchil(C12-14)-N-benzil-N,N-dimetilammonio cloruro
<b>Eccipienti</b>	Tensioattivi, complesso anticorrosivo ed eccipienti

La soluzione ricostituita contiene i seguenti principi attivi (% p/p indicativo)

	Soluzione diluita all'1%	Soluzione diluita al 2%
<b>Acido peracetico</b>	0,15%	0.30%
<b>N-alchil (C12-14)-N-benzil-N,N-dimetilammonio cloruro</b>	0,024%	0,048%

ACTIDROX può essere utilizzato in bacinella oppure in vasca ad ultrasuoni. La soluzione diluita è limpida, agevolando così le mansioni degli operatori

### Campo d'applicazione, diluizioni d'uso, tempi d'immersione

Tipo di decontaminazione	Diluizione	Tempo d'immersione
Decontaminazione primaria con contemporanea detersione (HIV, HBC, HCV)	1,0% (1 misurino da 20*g per 2 litri di acqua** di rubinetto)	30 minuti
Disinfezione di alto livello con contemporanea detersione. Sterilizzazione a freddo	2,0% (1 misurino da 20*g per 1 litro di acqua** di rubinetto)	15 minuti

\*Attenzione: misurino pieno - 20 g    \*\* Meglio se a temperatura ambiente



## Campo e modalità d'impiego

- Decontaminazione primaria con contemporanea detersione di strumentario medico chirurgico e/o dispositivi medici
- Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo) di strumentario medico chirurgico, dispositivi medici, di endoscopi e di materiale termosensibile

## Compatibilità con i materiali

**Actidrox** presenta un'elevata compatibilità con la maggior parte dei materiali con cui sono fabbricati i diversi dispositivi utilizzati in ambito ospedaliero e sanitario. Il pH neutro-basico delle soluzioni di utilizzo contribuisce a garantire l'integrità dei dispositivi medici solitamente corrosi con l'utilizzo di soluzioni acide. Bassa compatibilità con Alluminio, Rame, Ottone. Ottimale alle basse concentrazioni con tempi di contatto nei limiti.

## Meccanismo d'azione

L'acido peracetico sviluppato dalle soluzioni ricostituite di **Actidrox** distrugge i radicali sulfidrilici e i ponti di solfuro delle proteine e degli enzimi causando la successiva alterazione per rottura ossidativa della membrana cellulare.

I tensioattivi presenti nella polvere presentano sia proprietà idrofile che idrofobe: questo garantisce l'efficacia nell'eliminazione di contaminazioni proteiche e glucidiche, così come quella di contaminazioni lipidiche, agendo come solventi/emulsionanti.

## Dati tossicologici e ecotossicologici

Identificazione dei pericoli della soluzione ricostituita alle diluizioni d'impiego (2%, massima concentrazione raccomandata).

### Pericoli chimico-fisici:

la soluzione non è da considerarsi pericolosa dal punto di vista chimico-fisico, per la salute e per l'ambiente (Direttiva 99/45/CE e successivi aggiornamenti).

Per le modalità di protezione del personale durante l'utilizzo, riferirsi alla scheda di sicurezza e all'etichetta.

## Stoccaggio e stabilità

Conservare il contenitore fuori della portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e al riparo dall'umidità.

La preparazione, nella confezione originale sigillata, ha validità 24 mesi dalla data di fabbricazione riportata in etichetta.

**La soluzione acquosa, alle diluizioni indicate, ha una stabilità massima di 24 ore. Per questo motivo si raccomanda di rinnovare giornalmente la soluzione di utilizzo.**

Se le confezioni multidose vengono aperte e chiuse correttamente alla fine di ogni operazione di prelievo, la polvere mantiene inalterate le sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche fino alla scadenza del prodotto.

## Controlli qualità

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni singolo lotto di produzione sono controllate ed eseguite seguendo le procedure previste dal Sistema di Gestione Qualità aziendale certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485.

## Riferimenti normativi

Dispositivo Medico di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CE e successive modifiche integrative.

Numero di iscrizione al repertorio: 359427

Classificazione CND: S9002

## Confezioni

Codice	Confezionamento Primario	Confezionamento Secondario
16927	Barattolo da 1 Kg (misurino da 10 g incluso)	Imballo da 6 pezzi

## INFORMAZIONI RISERVATE A OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

DISTRIBUZIONE  
APPARECCHIATURE  
E PRODOTTI AUSILIARI  
PER L'ARTE DENTALE

De Marco s.r.l.  
20133 Milano  
Via Tajani, 9  
Tel. +39 02719065  
+39 0270100417  
Fax. +39 02733109

demarco@demarco.biz - www.demarco.biz

DISTRIBUTORE: